


Edwards Research Medical Dispersion Aortic Cannulae

ディスペーション カニューレ



Edwards
LIFESCIENCES

Dispersion Aortic Cannulae

Features and Benefits



- 独特なデザインのディスペーションチップは、低流速なため、滑らかな流体特性を持っています。
- 緩やかにテーパーのかかったシンウォールボディーは、カニューレのハンドリングに優れ、血液へのダメージも最小限に抑えます。
- DurafluoIIヘパリンコーティングの製品もご用意しています。

Product Information

製品番号	チップ径 (Fr.) (mm)	カニューレの 長さ (cm)	コネクター
● DCT21A	21 7	30	
● DCT21TA	21 7	30	Tコネクター
● DCT24A	24 8	30	
● DCT24TA	24 8	30	Tコネクター
● DIIDCT21A	21 7	30	生体適合性付加
● DDCT24A	24 8	30	生体適合性付加


すべてワイヤー強化、3/8"コネクター、ベントキャップ付です。
Durafluo IIヘパリンコーティング(●)の製品は、「生物由来製品」です。

Pressure Drop



- 販売名：エドワーズ体外循環カニューレNC
- 承認番号：21500BZY00158
- 分類名：(1)送脱血カニューレ (2)シングル強化
- 販売名：エドワーズ体外循環カニューレ
- 承認番号：21300BZY00687
- 分類名：(1)送脱血カニューレ (2)シングル強化
生体適合性付加

本製品の使用は1回限りです。
再使用・再滅菌はしないでください。



Edwards Lifesciences

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社 本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 www.edwards.com/jp

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)5213-5710(代) 横浜 Tel.(045)232-7328(代)
大宮 Tel.(048)647-5311(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代) 広島 Tel.(082)242-2425(代)
岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

2013年8月26日より
東京/大宮支店へのご連絡は、(03)6859-0920(代)にお願い致します。

©2007 Edwards Lifesciences Limited. All rights reserved. EW-2007-049

0909_2_1000