

Designed for Protection
Built for ease-of-use



Edwards Protection Cannulae

Edwards EZ Glide Aortic Cannulae

イージーグライド



Edwards


特徴

- 特殊なデザインの先端チップが、拡散しにくいバランスのとれた送血を可能にしました。
- 大動脈に挿入しやすくするため、テーパードのかかった先端チップを採用しました。
- テーパーのかかったシンウォールボディが、圧損を抑えたスムーズなフローを実現します。
- 様々な術式に対応できるように、スーチャーリング(S)、スーチャーバンプ(C)、スーチャーフランジ(F)の3種類をご用意しました。

仕様

品番	サイズ	長さ	チップ		コネクター
EZS21A	21Fr. (7mm)	35cm	ストレートチップ	スーチャーリング付き	3/8"
EZS21TA	21Fr. (7mm)	35cm	ストレートチップ	スーチャーリング付き	3/8" T
EZS24A	24Fr. (8mm)	35cm	ストレートチップ	スーチャーリング付き	3/8"
* EZS24TA	24Fr. (8mm)	35cm	ストレートチップ	スーチャーリング付き	3/8" T
EZC21A	21Fr. (7mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーバンプ付き	3/8"
EZC21TA	21Fr. (7mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーバンプ付き	3/8" T
EZC24A	24Fr. (8mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーバンプ付き	3/8"
EZC24TA	24Fr. (8mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーバンプ付き	3/8" T
EZF21A	21Fr. (7mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーフランジ付き	3/8"
EZF21TA	21Fr. (7mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーフランジ付き	3/8" T
EZF24A	24Fr. (8mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーフランジ付き	3/8"
EZF24TA	24Fr. (8mm)	35cm	カーブチップ	スーチャーフランジ付き </tr	

* 受注発注品



販売名	承認番号	分類名
イージーグライド大動脈カニューレNC	22000BZX00118	(1)送脱血カニューレ ②シングル強化

▶ 本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※ 記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2008 Edwards Lifesciences Limited. All rights reserved. EW-2012-024 1205_2_1000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)5213-5710(代) 横浜 Tel.(045)232-7328(代)
 大宮 Tel.(048)647-5311(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代) 広島 Tel.(082)242-2425(代)
 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社
 本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号
edwards.com/jp

2013年8月26日より
 東京/大宮支店へのご連絡は、(03)6859-0920(代)にお願い致します。



Edwards