

Enabling Protection
in More Places



Edwards Protection Cannulae

FEM FLEX II **Femoral Arterial Cannulae**

フェモラル 動脈送血カニューレ



Edwards

FEM FLEX II Femoral Arterial Cannulae

特徴

- ウルトラシンウォールの技術により非常に薄いチューブになっているため、柔軟性が非常に高く、高い流量を得ることができます。
- テーパー構造のダイレーターとカニューレチップが血管への損傷を最小限に抑えます。
- 大人用はベントコネクター付(Tコネクター)またはストレートコネクタータイプの2種類から選択できます。
- チップの根元までワイヤー強化が細かく施されているため、キンクを防ぎます。
- Duraflonへパリンコーティングの製品もご用意しております。

仕様

<Adults>



品番	Duraflon品番	サイズ	有効長	コネクター
FEMII016A	DIIFEMII016A	16Fr. (5.3mm)	15cm	3/8" T
FEMII018A	DIIFEMII018A	18Fr. (6.0mm)	15cm	3/8" T
FEMII020A	DIIFEMII020A	20Fr. (6.7mm)	15cm	3/8" T
FEMII016AS	DFEMII016AS	16Fr. (5.3mm)	15cm	3/8"
FEMII018AS	DFEMII018AS	18Fr. (6.0mm)	15cm	3/8"
FEMII020AS	DFEMII020AS	20Fr. (6.7mm)	15cm	3/8"

- リジッドダイレーター付き

<Pediatrics>

品番	Duraflon品番	サイズ	有効長	コネクター
FEMII008A	DIIFEMII008A	8Fr. (2.7mm)	7cm	1/4"
FEMII010A	DIIFEMII010A	10Fr. (3.3mm)	7cm	1/4"
FEMII012A	DIIFEMII012A	12Fr. (4.0mm)	7cm	1/4"
FEMII014A	DIIFEMII014A	14Fr. (4.7mm)	7cm	1/4"

- フレキシブルダイレーター、リジッドダイレーター付き



関連品

名称	品番	詳細
インサージョンキット	PIKA	動脈用セット (ART100, #11メス, 18G needles, 5ccシリンジ, 8Fr./12Fr./16Fr.ダイレーター)
ガイドワイヤー (A)	ART100	0.038" × 100cm

販売名	承認番号	分類名
エドワーズ体外循環カニューレNC	21500BZY00158	(4) 経皮的挿入用カニューレ
エドワーズ体外循環カニューレ	21300BZY00687	(4) 経皮的挿入用カニューレ 生体適合性付加

▶ 本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※ 記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2009 Edwards Lifesciences Limited. All rights reserved. EW-2012-039 1207_2_1000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)5213-5710(代) 横浜 Tel.(045)232-7328(代)
大宮 Tel.(048)647-5311(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代) 広島 Tel.(082)242-2425(代)
岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社
本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号
edwards.com/jp

2013年8月26日より
東京/大宮支店へのご連絡は、(03)6859-0920(代)にお願い致します。



Edwards