


Designed to Make a Difference



Edwards Protection Cannulae

## Malleable Venous Cannulae

マリアブル 脱血カニューレ




Edwards



## Malleable Venous Cannulae

## 特徴

- 自在に曲げられるマリアブルワイヤー入りのシンウォールカニューレです。
- 豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
- ボディには、深度マーカーが印字されています。





18Fr.~28Fr.



30Fr.~36Fr.

## 仕様

品番	サイズ	全長	コネクター
TFM018L	18Fr.(6.0mm)	35cm	1/4" or 3/8" Inch
TFM020L	20Fr.(6.7mm)	35cm	1/4" or 3/8" Inch
TFM022L	22Fr.(7.3mm)	35cm	1/4" or 3/8" Inch
TFM024L	24Fr.(8.0mm)	35cm	1/4" or 3/8" Inch
TFM026L	26Fr.(8.7mm)	35cm	3/8" Inch
TFM028L	28Fr.(9.3mm)	35cm	3/8" Inch
TFM030L	30Fr.(10.0mm)	40cm	3/8" Inch
TFM032L	32Fr.(10.7mm)	40cm	3/8" Inch
TFM034L	34Fr.(11.3mm)	40cm	3/8" Inch
TFM036L	36Fr.(12.0mm)	40cm	3/8" Inch



販売名	承認番号	分類名
マリアブルカニューレNC	21500BZY00165	(1)送脱血カニューレ (2)シングル強化

本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2007 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2013070 1309\_2\_2000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)6859-0920(代)  
 横浜 Tel.(045)232-7328(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代)  
 広島 Tel.(082)242-2425(代) 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社

本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号

[edwards.com/jp](http://edwards.com/jp)



Edwards