

Protecting Your High Flow
with Metal Tip



Edwards Protection Cannulae

Metal Tip Aortic Cannulae

メタルチップ カニューレ



Edwards

Metal Tip Aortic Cannulae

特徴


- 従来のEdwards Research Medical送血カニューレより全長を約30%短くし、取り回しを向上させました。
- テーパのかかったシンウォールボディを採用。圧損を抑えたスムーズなフローを実現しました。
- 金属チップとチューブの接続部内壁に段差がほとんどないため、血液が接触する表面の不整合がもたらす血液へのダメージを最小限に抑えられます。

仕様

品番	サイズ	全長	備考
MTS020A	20Fr.(6.7mm)	25cm	
MTS022A	22Fr.(7.3mm)	25cm	
DMTS020A	20Fr.(6.7mm)	25cm	生体適合性付加
DMTS022A	22Fr.(7.3mm)	25cm	生体適合性付加

●すべてワイヤー強化、3/8"コネクター、ベントキャップ付です。

●Duraflo IIヘパリンコーティングの製品は、「生物由来製品」です。



販売名	承認番号	分類名
エドワーズ体外循環カニューレNC	21500BZY00158	(1)送脱血カニューレ (2)シングル強化
エドワーズ体外循環カニューレ	21300BZY00687	(1)送脱血カニューレ (2)シングル強化 生体適合性付加

本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2009 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2013068 1309_2_2000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)6859-0920(代)
 横浜 Tel.(045)232-7328(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代)
 広島 Tel.(082)242-2425(代) 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社

本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号

edwards.com/jp



Edwards